

# CONTROL COLORACIÓN ZN

Ref. 19305

<b>LOTE:</b>	<b>231004</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 10-2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 10-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 02-10-2023	<b>Presentaciones</b> 5 láminas x caja, 10 láminas x caja

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
<b>Organoléptico</b>	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
<b>Coloración Ziehl Neelsen</b>	Control positivo (+)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo)	Cumple
	Control negativo (-)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR. Se observan leucocitos, moco y otras bacterias	Cumple

Documento elaborado por: *Zomegra J.*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 10-2023